

Badlift Bellavita 2G

Art. nr.: 465200312

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Nieuwe, unieke 3D-zuignappen
- Onderhoudsvriendelijke demontage
- Maximale stabiliteit in hoogste positie
- Bredere zijkleppen verkrijgbaar als accessoire
- De lichtste badlift met een gewicht van slechts 9,3 kg
- Zit- en ruggedeelte zijn ergonomisch vormgegeven
- Laadtoestand wordt continu weergegeven
- Voorste zuignappen laten bij optillen automatisch los
- Gecontroleerd op elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
- Geen hoogteadapter nodig (voor badkuipen tot een diepte van 48 cm)
- Vijf jaar garantie op de badlift, twee jaar garantie op de handbediening en de accu (met uitzondering van de zuignappen, bekledingen, de netvoeding en slijtageonderdelen)

Artikelnummers op de Europese markt

Let op de verschillende artikelnummers die gelden buiten Duitsland:

475200100 zonder deksel
475200252 met hoes Classic wit
475200312 met hoes Classic blauw
475250252 met hoes Comfort wit
475250312 met hoes Comfort blauw

Technische gegevens

Badlift Bellavita 2G

Art. nr.: 465200312



Artikelnummer	465200312
Kleur	blauw
Totale breedte	70 cm
Totale lengte	83 cm
Sitzbreite	38 cm
Zitdiepte	42 cm
Zithoogte	6.5 - 48 cm
Zitplaat totale lengte	57 cm
Rückenlehne Breite	32 - 36 cm
Rugleuninghoogte	64 cm

Rugleuninghoek	10 - 50 °
Onderplaat breedte	31 cm
Onderplaat lengte	56 cm
Totaal gewicht	9,7 kg
Gewicht	9,3 kg
Gewicht van de op batterijen werkende handbediening	0,4 g
Gewicht ziteenheid	5,5 kg
Gewicht rugeenheid met aandrijving en zonder batterij	3,8 kg
Max. belasting	140 kg
Verpakkingseenheid	30 Pal.

Accessoires



Draaihulp Vitatum K

Art. nr.:412100100



Draai- en transferhulp Vitaturn L

Art. nr.:412100200



Actiefschuimreiniger

Art. nr.:410900100



Zuigerset 4 x grijs

Art. nr.:460900220



Zuigerset 4 x transparant

Art. nr.:460900225



Zijkleppen Bellavita verbreding

Art. nr.:460900227



Zijkleppen Bellavita verbreding

Art. nr.:460900228



Zijkleppen Bellavita verbreding

Art. nr.:460900229



Bekledingset Bellavita

Art. nr.:460800252



Bekledingset Bellavita

Art. nr.:460800312



Bekledingset Bellavita

Art. nr.:460900252



Bekledingset Bellavita

Art. nr.:460900312



Zijklepafhouder

Art. nr.:400570



Gordelsystemen 4-punts borstgordel

Art. nr.:460900150



Gordelsystemen 2-punts bekkengordel

Art. nr.:460900100