



- Gepatenteerde, afneembare rugleuning, gemakkelijk los te maken dankzij het snel spansysteem
- Dubbele veiligheid, dankzij de twee getande stangen die de veilige op- en neerwaartse beweging mogelijk maken.
- Ergonomische lendensteun met een mogelijke helling tot 50° ondersteunt de wervelkolom optimaal
- Lichtste badlift op de markt met slechts 9,5 kg
- De badlift kan gemakkelijk in twee delen worden gedemonteerd en zo afzonderlijk in standaardbaden worden geplaatst, dan weegt het zware enkele deel slechts x kg
- Onderhoudsvriendelijke zitting met praktische hygiëne-uitsparing voor een comfortabele lichaamsverzorging
- Gepatenteerde 3D zuignappen zorgen voor een robuuste en stabiele ondergrond
- De zuignappen aan de voorkant ventileren automatisch wanneer ze worden opgetild en vergemakkelijken het verwijderen uit de badkuip
- Geen extra adapter nodig in het bad, dankzij de maximale zithoogte van 48 cm
- De handbediening blijft drijven

First Installation

Artikelnummers op de Europese markt

Let op de verschillende artikelnummers die gelden buiten Duitsland:

475400252 met hoes Classic wit

475400312 met hoes Classic blauw

475500252 met hoes Comfort wit

475500312 met hoes Comfort blauw

Technische gegevens

Badlift Bellavita NOVA

Art. nr.: 465300100



Artikelnummer	465300100
Kleur	wit
Totale breedte	70 cm
Totale lengte	102 cm
Sitzbreite	38 cm
Zitdiepte	48 cm
Zithoogte	6.5 - 48 cm
Zitplaat totale lengte	60 cm
Rückenlehne Breite	32 - 35 cm

Rugleuninghoogte	64 cm
Rugleuninghoek	10 - 50 °
Onderplaat breedte	31 cm
Onderplaat lengte	61 cm
Gewicht	9,3 kg
Gewicht van de op batterijen werkende handbediening	0,4 g
Max. belasting	140 kg
Verpakkingseenheid	30 Pal.

Accessoires



Draaihulp Vitatum K

Art. nr.:412100100



Draai- en transferhulp Vitaturn L

Art. nr.:412100200



Actiefschuimreiniger

Art. nr.:410900100



Zuigerset 4 x grijs

Art. nr.:460900220



Zuigerset 4 x transparant

Art. nr.:460900225



Zijkleppen Bellavita verbreding

Art. nr.:460900227



Zijkleppen Bellavita verbreding

Art. nr.:460900228



Zijkleppen Bellavita verbreding

Art. nr.:460900229



Bekledingset Bellavita

Art. nr.:460800252



Bekledingset Bellavita

Art. nr.:460800312



Bekledingset Bellavita

Art. nr.:460900252



Bekledingset Bellavita

Art. nr.:460900312



Zijklepafhouder

Art. nr.:400570



Gordelsystemen 4-punts borstgordel

Art. nr.:460900150

Badlift Bellavita NOVA

Art. nr.: 465300100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Gordelsystemen 2-punts bekkengordel

Art. nr.:460900100