

Toiletverhoger TSE 120

Art. nr.: 520500300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Twee hygiëne-uitsparingen en geïntegreerde bril
- Greepkom vergemakkelijkt het openen
- Opklapbare en slipvaste armleuningen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Hoogteverstelling in drie standen
- Gladde oppervlakken vergemakkelijken reiniging
- Levering inclusief montagehandschoenen
- Levering in praktische meeneemverpakking

Technische gegevens

Artikelnummer	520500300
Hoogteverstelling	8.5 / 12 / 15.5 cm
Totale breedte	46 cm
Totale lengte	49 cm
Totale hoogte	19 cm

Opening breedte	20,5 cm
Opening lengte	27 cm
Totaal gewicht	2,6 kg
Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	30 Pal.