

# Toiletverhoger TSE 120 Plus

Art. nr.: 520500500



- NIEUW: met innovatieve topmontage
- Twee hygiëne-uitsparingen en geïntegreerde bril
- Greepkom vergemakkelijkt het openen
- Opklapbare en slipvaste armleuningen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Hoogteverstelling in drie standen
- Gladde oppervlakken vergemakkelijken reiniging
- Levering inclusief montagehandschoenen
- Levering in praktische meeneemverpakking

## Technische gegevens

Artikelnummer	520500500
HMV-Nr.	33.40.01.3034
Kleur	wit
Hoogteverstelling	8.5 / 12 / 15.5 cm
Totale breedte	55 cm
Totale lengte	49 cm
Totale hoogte	38 cm

Opening breedte	20,5 cm
Opening lengte	27 cm
Breedte tussen de armlegger	46 cm
Totaal gewicht	4,1 kg
Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	30 Pal.