

Toiletverhoger Ticco 2G/15

Art. nr.: 523600400

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Verhoogt de toiletzitting met 5 cm
- Ergonomische vormgeving
- Maximale opening met twee hygiëne-uitsparingen
- Greepkom in deksel vergemakkelijkt het openen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Fixeerklemmen zorgen voor perfecte grip
- Glad oppervlak voor optimale reiniging en desinfectie
- Licht gewicht met maximaal draagvermogen
- Levering in praktische meeneemverpakking

Technische gegevens

Artikelnummer	523600400
Kleur	wit
Hoogte voor	15,3 cm
Hoogte achter	16,6 cm
Totale breedte	39 cm
Totale lengte	39 cm

Opening breedte	20,3 cm
Opening lengte	27,3 cm
Totaal gewicht	1,71 kg
Max. belasting	225 kg
Verpakkingseenheid	6 Stk.