

Zuurstofconcentrator Compact 525 5 liter

Art. nr.: 525KS

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Stationaire 5L-zuurstofconcentrator
- Verhoogt het patiëntcomfort terwijl gelijktijdig de bedrijfskosten worden verminderd
- Zuurstofconcentratie 93% $\pm$ 3% bij 0,5 - 5 l/min
- Geïntegreerde OSD®-sensor voor continue meting van de zuurstofconcentratie
- Optisch en akoestisch alarm bij te lage zuurstofconcentratie, stroomuitval, geblokkeerde zuurstofuitlaat of storing in het apparaat
- Intelligente Turn-Down®-technologie verlaagt het stroomverbruik van de concentrator
- Dankzij de aangebrachte wieltjes en de geïntegreerde greep is de 525KS heel makkelijk te verplaatsen
- Gemaakt in de USA

Technische gegevens

Artikelnummer	525KS
Kleur	zwart
Totale breedte	34.2 cm
Totale hoogte	62.2 cm
Totale diepte	30.4 cm

Stroombereik	0.5 - 5 l/min
zuurstofconcentratie	93 % $\pm$ 3 %
Bedrijfsspanning	50/60 Hz
Totaal gewicht	16,3 kg
Verpakkingseenheid	18 Pal.

Zuurstofconcentrator Compact 525 5 liter

Art. nr.: 525KS



Accessoires



O2-starterset

Art. nr.: O2-Starterset



Firesafe™ MKII-terugslagklep

Art. nr.: 827-2001x20