

# Toiletstoel TS 130

Art. nr.: 530100100

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Comfortabel, veilig en bijzonder stabiel
- Grote zachte zitting en rugleuning voor meer comfort
- Toiletbril en opzetstuk opklapbaar en afneembaar
- Standaardemmer in gangbare uitvoering
- Zithoogteverstelling in zes standen door uitschuifbare poten
- Veilige stand door rubberen voetjes
- Kussennaden aan onderzijde dichtgelast
- Armsteunen met bekleding
- Eenvoudig te reinigen

## Technische gegevens

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikelnummer  | 530100100      |
| Totale breedte | 58 / 62 cm     |
| Totale lengte  | 57 cm          |
| Totale hoogte  | 83,5 - 98,5 cm |
| Sitzbreite     | 43 cm          |
| Zitdiepte      | 46 cm          |
| Zithoogte      | 50 - 64 cm     |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Zithoogte verstelling in stappen | 6          |
| Frame hoogte                     | 35 - 50 cm |
| Rugleuninghoogte                 | 36 cm      |
| Totaal gewicht                   | 8,5 kg     |
| Max. belasting                   | 130 kg     |
| Verpakkingseenheid               | 2 Stk.     |

# Toiletstoel TS 130

Art. nr.: 530100100



## Accessoires



**Emmer met deksel**

Art. nr.:530100090



**Toiletbril voor TS 130**

Art. nr.:530100112



**Zittingbedekking voor TSE 130**

Art. nr.:530100120