

Toiletrolstoel TRS 200 XXL

Art. nr.: 530200000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Brede en stabiele toiletrolstoel voor maximale eisen
- Extra grote en zachte zitting en rugleuning voor meer comfort
- Toiletbril en afdekking opklapbaar
- Parkeerremmen op achterste zwenkwielen
- Armleuningen kunnen worden weggedraaid voor makkelijke transfer
- Stabiele voetsteunen kunnen worden weggedraaid en afgenomen
- Voetsteunen zijn traploos verstelbaar
- Eenvoudige montage en reiniging
- Standaard met emmer

Technische gegevens

Artikelnummer	530200000
Totale breedte	72 cm
Totale lengte	96 cm
Totale hoogte	98 cm
Sitzbreite	56 cm
Zitdiepte	42 cm
Zithoogte	- 52 cm

Drempel hoogte	44 cm
lengte verstelling voetplaat	42 - 57 cm
Totaal gewicht	15,3 kg
Gewicht	15,3 kg
Max. belasting	200 kg
Verpakkingseenheid	6 Pal.

Toiletrolstoel TRS 200 XXL

Art. nr.: 530200000



Accessoires



Toiletbril voor TRS 200 XXL

Art. nr.:530200021



Afdekking toiletbril voor TRS 200 XXL

Art. nr.:530200026