


Douche-toiletrolstoel ?Aston? 24

Art. nr.: 530400100



- Alle voordelen van het standaardmodel
- Met grote 24"-aandrijfwielen met steekassen en hoepels
- Standaard en van voren open softzitting
- Inclusief afdekking van de hygiëne-uitsparing
- Topkwaliteit door gepoedercoat aluminium
- Opklapbare armleuningen
- Voetsteunen kunnen worden opgeklapt en afgenomen
- Opklapbare voetenplank met hoekverstelling
- Zithoogteverstelling
- Overrijdbare hoogte 51 cm
- Standaarddemmer in gangbare uitvoering

Technische gegevens

Artikelnummer	530400100
Kleur	wit-blauw
Totale breedte	69 cm
Totale lengte	108 cm
Totale hoogte	99 - 103 cm
Sitzbreite	46 cm
Zitdiepte	42 cm
Zithoogte	51 / 56 cm

Zithoogte verstelling in stappen	2
Opening breedte	20 cm
Opening lengte	26 cm
Drempel hoogte	51 cm
lengte verstelling voetplaat	32 - 50 cm
Totaal gewicht	19,4 kg
Max. belasting	160 kg
Verpakkingseenheid	6 Pal.

Douche-toiletrolstoel ?Aston? 24

Art. nr.: 530400100



Accessoires