

Zuurstofvulstation iFill

Art. nr.: 535I



- Het iFill-zuurstofvulstation garandeert een onbegrensde voorziening van navulbare zuurstof
- Het gebruiksvriendelijke apparaat is makkelijk te bedienen en betrouwbaar in zijn werking
- Het vulstation kan overal in huis worden neergezet
- Voor iedere behoefte zijn verschillende flesgrootten verkrijgbaar.
- Flessen kunnen door de gebruiker zo vaak worden nagevuld als gewenst wordt
- Vaste afspraken met zuurstofleveranciers zijn niet langer nodig
- iFill-kit bestaat uit iFill, netkabel, 2 zuurstofflessen (type afhankelijk van configuratie), een draagtas en een gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Artikelnummer	535I
Kleur	zwart
Totale breedte	57 cm
Totale hoogte	72.5 cm

Durchschnittlicher Fülldruck	138 ± 13.8 bar 2000 ± 200 psi bar
zuurstofconcentratie	93 % ± 3 %
Bedrijfsspanning	50/60 Hz
Totaal gewicht	30 kg