

Douchekrukje Delphi

Art. nr.: 540100000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Veilig, stabiel en plaatsbesparend
- Zitvlak met waterafvoer
- Laag eigen gewicht
- Leverbaar in 3 uitvoeringen
- Hoogte verstelbaar in 3 stappen
- Veilig en stabiel door grote rubberen doppen
- Wordt geleverd in meeneem verpakking
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	540100000
Kleur	wit
Totale breedte	48 cm
Totale lengte	48 cm
Totale hoogte	55 cm
Diameter zitting	38 cm

Zithoogte	45 - 55 cm
Zithoogte verstelling in stappen	3
Totaal gewicht	1,6 kg
Max. belasting	180 kg
Verpakkingseenheid	10 Stk.