

Douchekruk Delphi 2 Plus

Art. nr.: 540300000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Met 2 hygiënische openingen voor comfortabele lichaamsverzorging
- Veilig, stabiel en plaatsbesparend
- Zitting met afwatersleuven
- Laag eigen gewicht
- Zithoogteverstelling in drie standen door uitschuifpoten
- Veilige stand door rubberen voetjes
- Poten van geanodiseerde aluminiumbuizen
- Eenvoudig te reinigen
- Levering in praktische meeneemverpakking

Technische gegevens

Artikelnummer	540300000
Kleur	wit
Totale breedte	48 cm
Totale lengte	48 cm
Totale hoogte	55 cm
Diameter zitting	38 cm

Zithoogte	45 - 55 cm
Zithoogte verstelling in stappen	3
Totaal gewicht	1,6 kg
Gewicht	1,6 kg
Max. belasting	180 kg
Verpakkingseenheid	10 Stk.