

Douchekruk Delphi Turn

Art. nr.: 540400000



- Makkelijk draaibare zitting
- Vergemakkelijkt transfer en dagelijkse hygiëne
- Huidvriendelijke coating
- Zithoogteverstelling in drie standen door uitschuifbare poten
- Veilige stand door rubberen voetjes
- Ø draaibare zitting: 32,5 cm
- Poten van geanodiseerde aluminium buizen
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	540400000
Kleur	wit-grijs
Totale breedte	48 cm
Totale lengte	48 cm
Totale hoogte	56.2 cm
Diameter zitting	32,5 cm

Zithoogte	46.2 - 56.2 cm
Zithoogte verstelling in stappen	3
Totaal gewicht	3,1 kg
Max. belasting	140 kg
Verpakkingseenheid	10 Stk.