

Badplank Benny XL

Art. nr.: 550100400

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Badplank met maximaal draagvermogen
- Antislip zitting met openingen voor waterafvoer
- Eenvoudig en veilig in de badkuip stappen
- Makkelijk aan te passen aan de breedte van de badkuip
- Incl. handgreep en geïntegreerd zeepbakje
- Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap
- Rubberen stoppen bieden veiligheid en beschermen tegen krassen
- Eenvoudig te reinigen
- Wordt geleverd in praktische, klantvriendelijke meeneemverpakking

Technische gegevens

Artikelnummer	550100400
Kleur	wit
Totale breedte	35 cm
Totale lengte	73 cm

Instel bereik	43 - 68 cm
Totaal gewicht	2,7 kg
Max. belasting	210 kg
Verpakkingseenheid	5 Stk.