

Douchekrukje DS 130

Art. nr.: 550200200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Comfortabel, zeker en stabiel
- Groot zitvlak met waterafvoer
- Hygiëne uitsparing
- In hoogte verstelbaar in 4 stappen
- Staat stevig door de rubberen doppen
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	550200200
HMV-Nr.	04.40.03.1021
Kleur	wit
Totale breedte	53 - 54 cm
Totale hoogte	63 - 72 cm
Totale diepte	55 - 57 cm
Sitzbreite	41 cm

Zitdiepte	41 cm
Zithoogte	42 - 52 cm
Zithoogte verstelling in stappen	5
Totaal gewicht	2,8 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	2 Stk.