

Douchestoel DSR 130

Art. nr.: 550200300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Makkelijk, veilig en stabiel
- Grote zitting met afwateringsopeningen
- Hygiëne-uitsparing vergemakkelijkt intieme verzorging
- Met arm- en rugleuning
- Zithoogteverstelling in vijf standen door uitschuifbare poten
- Veilige stand door rubberen voetjes
- Gepoedercoat aluminium frame
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	550200300
Kleur	wit
Totale breedte	54 - 55 cm
Totale hoogte	86 - 96 cm
Totale diepte	55 - 57 cm
Sitzbreite	41 cm
Zitdiepte	41 cm

Zithoogte	42 - 52 cm
Zithoogte verstelling in stappen	5
Rugleuninghoogte	48 cm
Totaal gewicht	3,48 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	2 Stk.