

# Douchekruk Dino

Art. nr.: 550500100



- Veilig, stabiel en plaatsbesparend
- Is reeds gemonteerd
- Laag eigen gewicht
- Het oppervlak heeft structuur tegen het glijden
- In hoogte verstelbaar in 8 stappen
- Veilig en stabiel door grote rubberen doppen
- Eenvoudig te reinigen

## Technische gegevens

Artikelnummer	550500100
Kleur	wit
Totale breedte	45 cm
Totale lengte	48 cm
Totale hoogte	52 cm
Diameter zitting	32 cm

Zithoogte	34 - 52 cm
Zithoogte verstelling in stappen	8
Totaal gewicht	1,6 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	6 Stk.