

Douchestoel Duro KD

Art. nr.: 550500950

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Makkelijk, veilig, stabiel, demontabel
- Makkelijk te vervoeren en op te bergen
- Grote zitting met afwateringsopeningen en draaggrepen
- Laag eigen gewicht
Met en zonder rugleuning verkrijgbaar
- Zithoogteverstelling in vijf standen door uitschuifbare poten
- Veilige stand door rubberen voetjes
- Poten van geanodiseerde aluminium buizen
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	550500950
Kleur	wit
Totale breedte	53 cm
Totale hoogte	71 - 81 cm
Totale diepte	52 - 56 cm
Sitzbreite	50 cm

Zitdiepte	30 cm
Zithoogte	42 - 52 cm
Zithoogte verstelling in stappen	5
Totaal gewicht	2,9 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	6 Stk.