

Draaibare badzitting BES 120

Art. nr.: 550600200



- Maakt het in- en uitstappen makkelijker en veiliger
- Kan 360° comfortabel in vier stappen worden gedraaid
- Automatische vergrendeling na 90°
- Past in alle standaardbadkuipen
- Bevestiging door stelschroeven met eindkapjes
- Makkelijke, slipvaste zitting met hygiëne-uitsparing
- Steunbeugel met antislip kunststofmantel
- Gepoedercoate aluminiumframe
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	550600200
Kleur	wit
Totale breedte	74 - 79 cm
Totale hoogte	59 cm
Totale diepte	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Zitdiepte	40 cm

Zitverstelling	4 x 90°
Instel bereik	58 - 63 cm
Rugleuninghoogte	46 cm
Totaal gewicht	4,3 kg
Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	2 Stk.