

Draaibare badzitting BEN 2G

Art. nr.: 550600300



- De zitting is in stappen van 90° in de gewenste positie te draaien
- Automatische vergrendeling na 90° biedt veiligheid
- Kant-en-klaar gemonteerd
- Gewoon aan de rand van het bad hangen
- Eenvoudig aan te passen aan de breedte van het bad (max. binnenbreedte 66 cm)
- Douchewater kan weglopen door afvoeropeningen
- Steunbeugel met antislip rubberen doppen
- Gepoedercoate stalen frame met edelstalen draaibouten
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	550600300
Kleur	wit
Totale breedte	71 cm
Totale diepte	52,8 cm
Sitzbreite	44 cm
Zitdiepte	44 cm

Zitverstelling	4 x 90°
Instel bereik	48.5 - 64.5 cm
Rugleuninghoogte	37 cm
Totaal gewicht	3,47 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	2 Stk.