

Douchestoel DH 135

Art. nr.: 550800100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Met en zonder rugleuning verkrijgbaar
- Grote zitting met zo groot mogelijke hygiëne-uitsparing
- Makkelijk te vervoeren en op te bergen
- Stabiele zitting in bad en onder de douche
- Comfortabel, veilig en stabiel
- Verfijnd ontwerp
- Demontabel
- Zithoogteverstelling in vijf standen door uitschuifbare poten
- Veilige stand door rubberen voetjes
- Poten van geanodiseerde aluminium buizen
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	550800100
Kleur	wit
Totale breedte	42.5 cm
Totale hoogte	43 - 53 cm
Totale diepte	47 cm
Sitzbreite	41 cm

Zitdiepte	37 cm
Zithoogte	43 - 53 cm
Zithoogte verstelling in stappen	5
Totaal gewicht	2 kg
Max. belasting	135 kg
Verpakkingseenheid	5 Stk.