



- Frame van kunststof met afneembare, waterdoorlatende vinyl overtrek
- Hoekverstelling van zitting en rugleuning in vier standen (van 0° tot 90°)
- Veiligheidsgordels voor romp en benen
- Hoofd- en neksteun in hoogte en breedte verstelbaar, ook geschikt als zijbescherming
- Samengevouwen plaatsbesparend te bewaren
- Met onderstel of wielen uit te breiden voor dagelijkse gebruikssituaties
- Hoofdsteun, borstgordel en 2 beengordels zijn bij de levering inbegrepen

Technische gegevens

Artikelnummer	555100100
Kleur	wit-groen
Maat	S
Lichaamslengte	90 cm
Sitzbreite	41 cm
Zitdiepte	30 cm
Zithoogte	14 - 26 cm
	0 - 90 °
Rückenlehne Breite	41 cm

Rugleuninghoogte	40 cm
Rugleuninghoek	0 - 90 °
Maat opgevouwen hoogte	15 cm
Maat opgevouwen breedte	42,5 cm
Maat opgevouwen lengte	90 cm
Gewicht	4 kg
Max. belasting	30 kg
Verpakkingseenheid	20 Pal.