

Toilettildoeke met hoofdondersteuning

Art. nr.: 610000003



- De toilettildoeke maakt een moeiteloze transfer mogelijk voor patiënten met een goede controle over hun bovenlichaam
- Biedt grote bewegingsvrijheid voor de schouders en armen
- Met brede borstgordel, verstevigde rug, verlengriemen aan de zijkant en de lage heupzone
- Ideaal voor patiënten die hoofdondersteuning nodig hebben
- Van polyester
- Max. belasting: 200 kg

Technische gegevens

Artikelnummer	610000003
---------------	-----------

Max. belasting	200 kg
----------------	--------