

Universele tildoek Comfort met hoofdondersteuning

Art. nr.: 610000021



- De universele doek
- Snel aan te leggen
- Ideaal voor patiënten die ondersteuning van het hoofd nodig hebben
- Goede ondersteuning van de rug- en bekkenzone
- Van polyester
- Max. belasting: 200 kg
- Geschikt voor wasmachine tot 80°C

Tildoeken van verschillende materialen voor verschillende patiënten en omgevingen verkrijgbaar:

Net - zacht en soepel materiaal dat vooral bij het baden wordt gebruikt, omdat het materiaal water laat weglopen en na gebruik snel droogt.

Polyester - een populair standaardmateriaal voor tildoeken. Polyester is robuust en toch glad en het heeft een lichte wrijving, zodat de tildoek makkelijk aan te brengen en te verwijderen is.

Technische gegevens

Artikelnummer 610000021

Max. belasting 200 kg