

Universele tildoeck Comfort met hoofdondersteuning

Art. nr.: 610000034



- De universele doek
- Snel aan te leggen
- Ideaal voor patiënten die ondersteuning van het hoofd nodig hebben
- Goede ondersteuning van de rug- en bekkenzone
- Van gaasmateriaal
- Max. belasting: 200 kg
- Geschikt voor wasmachine tot 80°C

Tildoecken van verschillende materialen voor verschillende patiënten en omgevingen verkrijgbaar:

Net - zacht en soepel materiaal dat vooral bij het baden wordt gebruikt, omdat het materiaal water laat weglopen en na gebruik snel droogt.

Polyester - een populair standaardmateriaal voor tildoecken. Polyester is robuust en toch glad en het heeft een lichte wrijving, zodat de tildoeck makkelijk aan te brengen en te verwijderen is.

Technische gegevens

Artikelnummer	610000034
---------------	-----------

Max. belasting	200 kg
----------------	--------