

Teldoek Comfort voor hele lichaam met hoofdondersteuning

Art. nr.: 610000041



- De Hammock-teldoek voor het hele lichaam biedt optimale ondersteuning voor de sacrale en bovenbeenzone
- Ook geschikt voor personen met een beenamputatie
- Snel aan te leggen
- Ideaal voor patiënten die hoofdondersteuning nodig hebben
- Onderaan extra doorgestikt voor hoog comfort
- Van polyester
- Max. belasting: 200 kg

Teldoeken van verschillende materialen voor verschillende patiënten en omgevingen verkrijgbaar:

Gaasmateriaal - zacht en soepel materiaal dat vooral bij het baden wordt gebruikt, omdat het materiaal water laat weglopen en na gebruik snel droogt.

Polyester - een populair standaardmateriaal voor teldoeken. Polyester is robuust en toch glad en het heeft een lichte wrijving, zodat de teldoek makkelijk aan te brengen en te verwijderen is.

Technische gegevens

Artikelnummer

610000041

Max. belasting

200 kg