

Tildoek Comfort voor hele lichaam met hoofdondersteuning

Art. nr.: 610000054

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- De Hammock-tildoek voor het hele lichaam biedt optimale ondersteuning voor de sacrale en bovenbeenzone
- Ook geschikt voor personen met een beenamputatie
- Snel aan te leggen
- Ideaal voor patiënten die hoofdondersteuning nodig hebben
- Onderaan extra doorgestikt voor hoog comfort
- Van gaasmateriaal
- Max. belasting: 200 kg

Tildoeken van verschillende materialen voor verschillende patiënten en omgevingen verkrijgbaar:

Gaasmateriaal - zacht en soepel materiaal dat vooral bij het baden wordt gebruikt, omdat het materiaal water laat weglopen en na gebruik snel droogt.

Polyester - een populair standaardmateriaal voor tildoeken. Polyester is robuust en toch glad en het heeft een lichte wrijving, zodat de tildoek makkelijk aan te brengen en te verwijderen is.

Technische gegevens

Artikelnummer	610000054
---------------	-----------

Max. belasting	200 kg
----------------	--------