

Edelstalen greep in kartonnen doos

Art. nr.: 630500600



- Fraai ontwerp in verschillende lengten
- Vergemakelijkt het vasthouden en opstaan in bad en wc
- Ergonomische vorm met uitgespaarde vingergreep
- Eenvoudige en snelle montage
- Levering incl. bevestigingsmateriaal
- Eenvoudig te reinigen
- Verpakt in kartonnen doos/folie

Technische gegevens

Artikelnummer	630500600
Wandafstand	7 cm
Buisdiameter	3 cm

Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	12 Stk.