

Handgreep Safe

Art. nr.: 650100500

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Modern design, hoogste veiligheid
- Ergonomisch, ovaal greepgedeelte
- Kern versterkt door een aluminium buis van 20 mm
- Vier punten voor schroefbevestiging met afdekkapjes
- Ovale vorm met een breedte van 4 cm
- Levering zonder bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Artikelnummer	650100500
Kleur	wit
Totale lengte	40 cm
Wandafstand	4 cm
Zitmontageplaat breedte	7 cm

Zitmontageplaat lengte	6 cm
Buisdiameter	3 cm
Totaal gewicht	360 g
Gewicht	360 g
Max. belasting	160 kg