

Handgreep Solido met zuignappen

Art. nr.: 660100300



- De mobiele alleskunner voor thuis of onderweg
- Vergemakkelijkt het vasthouden en opstaan in de badkuip of douche
- Veelzijdig en snel inzetbaar op alle gladde oppervlakken
- Vacuümhendel zorgt voor extra sterke zuigkracht van 70 kg
- Verkrijgbaar in drie lengten: 32,5, 58 en 88 cm
- Wordt geleverd als kant-en-klare eenheid

Technische gegevens

Artikelnummer	660100300
Totale lengte	88 cm
	62 cm
Wandafstand	3,5 cm

Totaal gewicht	1,3 kg
Gewicht	1,3 kg
Max. belasting	70 kg
Verpakkingseenheid	10 Stk.