

Handgreep Solido T met zuignappen

Art. nr.: 660100400



- De mobiele uitschuifbare greep Solido T past zich overal aan
- Vergemakkelijkt het vasthouden en opstaan in de badkuip of douche
- Veelzijdig en snel inzetbaar op alle gladde oppervlakken
- Zonder schroeven of boren
- Vacuümhendel zorgt voor extra sterke zuigkracht van 70 kg
- Hoogwaardige uitvoering en materialen
- Scharnieradapter verkrijgbaar als accessoire
- Levering in praktische meeneemverpakking

Technische gegevens

Artikelnummer	660100400
Totale lengte	44 - 57 cm
	21 - 34 cm
Wandafstand	3,5 cm

Totaal gewicht	800 g
Gewicht	800 g
Max. belasting	70 kg
Verpakkingseenheid	10 Stk.

Handgreep Solido T met zuignappen

Art. nr.: 660100400

Accessoires



Scharnieradapter voor Solido T

Art. nr.:660100700