

Rollator Nitro SL

Art. nr.: 700300300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- De rollator Nitro SL is de lichtste aluminium rollator in zijn prijsklasse
- Smartsoft banden voor comfortabel lopen op alle ondergronden
- In hoogte verstelbare, brede en gevoerde rugband
- Gebruiksvriendelijke hoogteverstelling van de handgrepen
- Eenvoudig vouwmechanisme met vergrendeling
- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- Max. Draagvermogen tas 5kg
- Verkrijgbaar in [blauw](#) (700300300), [wit](#) (700300200) en [antraciet](#) (700300100)

Technische gegevens

Artikelnummer	700300300
Kleur	blauw-metalic
Totale breedte	64 cm
Totale lengte	72 cm
Handvathoogte	83 - 93 cm
Sitzbreite	42 cm
Zitdiepte	22,5 cm
Zithoogte	56,5 - cm

Maat opgevouwen breedte	27 cm
Maat opgevouwen hoogte	83 cm
Maat opgevouwen lengte	72 cm
Totaal gewicht	6,1 kg
Gewicht zonder accessoires	5,5 kg
Max. belasting	136 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.

Rollator Nitro SL

Art. nr.: 700300300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Koplamp zwart voor rollators en rolstoelen

Art. nr.:700900014



Slot voor rollators en rolstoelen

Art. nr.:700900016



Dienblad voor rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. nr.:724400200



Tas voor Nitro SL

Art. nr.:724400137