

Rollator Moka

Art. nr.: 700400100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Super compacte rollator.
- Het lichtgewicht frame kan driedubbel opgevouwen worden.
- Lichtgewicht! Slechts 6,8 kg.
- Inclusief soft wielen, tas en rugband.
- Maximaal gebruiksgewicht: 136 Kg.
- Deze rollator heeft een CE keurmerk en MDR.
- Comfortabele handgrepen

Technische gegevens

Artikelnummer	700400100
Kleur	antraciet
Totale breedte	67 cm
Totale lengte	71 cm
Handvathoogte	79 - 92 cm
Sitzbreite	45,5 cm
Zitdiepte	22 cm

Zithoogte	- 54 cm
Breedte tussen de handvatten	47 cm
Maat opgevouwen breedte	31 cm
Totaal gewicht	7,6 kg
Gewicht zonder accessoires	7 kg
Max. belasting	136 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.

Accessoires



Koplamp zwart voor rollators en rolstoelen

Art. nr.:700900014



Slot voor rollators en rolstoelen

Art. nr.:700900016



Dienblad voor rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. nr.:724400200



Tas voor Nitro SL

Art. nr.:724400137