

Kinderlooprek Nimbo paars

Art. nr.: 705100030



- In hoogte verstelbare poten
- Zachte rubberen wieltjes bieden houvast en voorkomen zijwaarts wegglijden
- Inschakelbare rem op achterwieltjes voorkomt weggrollen naar achteren
- Vrij draaiende voorwieltjes vergemakkelijken sturen en manoeuvreren
- Voorwielen met richingsblokkering
- Latexvrije grepen met antislipbescherming
- Makkelijk op te vouwen voor vervoer en voor opbergen

Technische gegevens

Artikelnummer	705100030
Kleur	paars
Maat	XS
Lichaamslengte	78 - 98 cm
Totale breedte	56 cm
Totale lengte	50 cm
Totale hoogte	41 - 51 cm
Breedte tussen de handvatten	34,5 cm

Breedte tussen de achterwielen	55,5 cm
Maat opgevouwen breedte	59 cm
Maat opgevouwen hoogte	22 cm
Maat opgevouwen lengte	77 cm
Gewicht	3,8 kg
Max. belasting	30 kg
Verpakkingseenheid	30 Pal.

Kinderlooprek Nimbo paars

Art. nr.: 705100030



Accessoires



Onderarmsteunen

Art. nr.: 705300200



Heup-/bekkensteun

Art. nr.: 705300100



Zitting

Art. nr.: 705200100



Zitharnas

Art. nr.: 705300300