

Kinderlooprek Nimbo paars

Art. nr.: 705100130



- In hoogte verstelbare poten
- Zachte rubberen wieltjes bieden houvast en voorkomen zijwaarts wegglijden
- Inschakelbare rem op achterwieltjes voorkomt weggrollen naar achteren
- Vrij draaiende voorwieltjes vergemakkelijken sturen en manoeuvreren
- Voorwielen met richingsblokkering
- Latexvrije grepen met antislipbescherming
- Makkelijk op te vouwen voor vervoer en voor opbergen

Technische gegevens

Artikelnummer	705100130
Kleur	paars
Maat	S
Lichaamslengte	98 - 132 cm
Totale breedte	58 cm
Totale lengte	61,5 cm
Totale hoogte	51 - 68 cm
Breedte tussen de handvatten	34,5 cm

Breedte tussen de achterwielen	58 cm
Maat opgevouwen breedte	62 cm
Maat opgevouwen hoogte	19 cm
Maat opgevouwen lengte	76 cm
Gewicht	4,3 kg
Max. belasting	50 kg
Verpakkingseenheid	30 Pal.

Kinderlooprek Nimbo paars

Art. nr.: 705100130



Accessoires



Onderarmsteunen

Art. nr.: 705300200



Heup-/bekkensteun

Art. nr.: 705300100



Zitting

Art. nr.: 705200100



Zitharnas

Art. nr.: 705300300