

Kinderlooprek Nimbo blauw

Art. nr.: 705100220



- In hoogte verstelbare poten
- Zachte rubberen wieltjes bieden houvast en voorkomen zijwaarts wegglijden
- Inschakelbare rem op achterwieltjes voorkomt wegrollen naar achteren
- Vrij draaiende voorwieltjes vergemakkelijken sturen en manoeuvreren
- Voorwielen met richingsblokkering
- Latexvrije grepen met antislipbescherming
- Makkelijk op te vouwen voor vervoer en voor opbergen

Technische gegevens

Artikelnummer	705100220
Kleur	blauw
Maat	M
Lichaamslengte	116 - 154 cm
Totale breedte	59 cm
Totale lengte	73 cm
Totale hoogte	61 - 80,5 cm
Breedte tussen de handvatten	38,5 cm

Breedte tussen de achterwielen	61 cm
Maat opgevouwen breedte	65 cm
Maat opgevouwen hoogte	17 cm
Maat opgevouwen lengte	90 cm
Gewicht	5,4 kg
Max. belasting	70 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.

Accessoires



Onderarmsteunen

Art. nr.:705300200



Heup-/bekkensteun

Art. nr.:705300100



Zitting

Art. nr.:705200100



Zitharnas

Art. nr.:705300300