

Kinderlooprek Nimbo rood

Art. nr.: 705100310



- In hoogte verstelbare poten
- Zachte rubberen wieltjes bieden houvast en voorkomen zijwaarts wegglijden
- Inschakelbare rem op achterwieltjes voorkomt weggrollen naar achteren
- Vrij draaiende voorwieltjes vergemakkelijken sturen en manoeuvreren
- Voorwielen met richingsblokkering
- Latexvrije grepen met antislipbescherming
- Makkelijk op te vouwen voor vervoer en voor opbergen

Technische gegevens

Artikelnummer	705100310
Kleur	rood
Maat	L
Lichaamslengte	150 - 189 cm
Totale breedte	66,5 cm
Totale lengte	79.5 cm
Totale hoogte	75.5 - 94.5 cm
Breedte tussen de handvatten	41,5 cm

Breedte tussen de achterwielen	65 cm
Maat opgevouwen breedte	70 cm
Maat opgevouwen hoogte	20 cm
Maat opgevouwen lengte	113 cm
Gewicht	6 kg
Max. belasting	90 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.

Kinderlooprek Nimbo rood

Art. nr.: 705100310



Accessoires



Heup-/bekkensteun

Art. nr.:705300100



Zitting

Art. nr.:705200300



Zitharnas

Art. nr.:705300300



Onderarmsteunen

Art. nr.:705300250