

Kinderlooprek Nimbo zwart

Art. nr.: 705100440



- In hoogte verstelbare poten
- Zachte rubberen wieltjes bieden houvast en voorkomen zijwaarts wegglijden
- Inschakelbare rem op achterwieltjes voorkomt weggrollen naar achteren
- Vrij draaiende voorwieltjes vergemakkelijken sturen en manoeuvreren
- Voorwielen met richingsblokkering
- Latexvrije grepen met antislipbescherming
- Makkelijk op te vouwen voor vervoer en voor opbergen

Technische gegevens

Artikelnummer	705100440
Kleur	zwart
Maat	XL
Lichaamslengte	184 - 214 cm
Totale breedte	65 cm
Totale lengte	93.5 cm
Totale hoogte	94 - 109 cm
Breedte tussen de handvatten	48 cm

Breedte tussen de achterwielen	69,5 cm
Maat opgevouwen breedte	74 cm
Maat opgevouwen hoogte	21 cm
Maat opgevouwen lengte	133 cm
Gewicht	7,8 kg
Max. belasting	120 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.

Kinderlooprek Nimbo zwart

Art. nr.: 705100440



Accessoires



Heup-/bekkensteun

Art. nr.: 705300100



Zitharnas

Art. nr.: 705300350



Zitting

Art. nr.: 705200400



Onderarmsteunen

Art. nr.: 705300250