

Eénhandige rem

Art. nr.: 710000081

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Geschikt voor de rollators Migo, Cristallo, Gigo, Road, Tri Walker en GoLite 200 (af fabriek montage voor Cristallo² mogelijk)
- Systeem voor remmen met één hand, voor de actieve lichaamszijde bijzonder makkelijk te bedienen
- Handgrepen anatomisch vormgegeven
- Bij remmen met één hand is gelijktijdig remmen of parkeren mogelijk met minimale krachtsinspanning

Technische gegevens

Artikelnummer	710000081
---------------	-----------

Totale diepte	0 cm
---------------	------