

Standaardrollator Migo 2G

Art. nr.: 723600000



- Verlengde duwgrepen, nu tot 100 cm hoog
- Montage van de stokhouder zonder gereedschap
- 50 mm brede wielen met gesloten velg voor makkelijke reiniging
- Geschikt voor binnen en buiten
- Rem met dubbele werking (remmen en parkeren)
- Makkelijk te vervoeren – ideaal voor op reis
- Hangmand en dienblad makkelijk te monteren
- Anatomisch gevormde antislip handgrepen
- Opvouwbeveiliging door vergrendelde zitting
- Max. belasting van mand en dienblad elk 5 kg
- Standaardlevering met mand, dienblad en stokhouder

Technische gegevens

Artikelnummer	723600000
Kleur	zilver
Totale breedte	58 cm
Totale lengte	61 cm
Handvathoogte	80 - 100 cm
Sitzbreite	36 cm
Zitdiepte	23.5 cm
Zithoogte	- 60 cm
Breedte tussen de handvatten	44,5 cm

Breedte tussen de achterwielen	43 cm
Maat opgevouwen breedte	58 cm
Maat opgevouwen hoogte	74 cm
Maat opgevouwen lengte	23 cm
Totaal gewicht	9,1 kg
Gewicht	8,3 kg
Gewicht zonder accessoires	8,3 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	2 Stk.

Accessoires



Rugband voor rollators

Art. nr.: 710100500



Uitbreidingsset voor kantelhulp

Art. nr.: 710100300



Mand

Art. nr.: 710000001



Dienblad

Art. nr.: 710000002



Rollatortas

Art. nr.: 710000075



Rollatortas

Art. nr.: 710000076



Eénhandige rem

Art. nr.: 710000081



Stokhouder

Art. nr.: 710000012