



- **NIEUW: nu standaard met zachte banden**
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Meer stabiliteit en veiligheid door dwarsstangen
- Extra grote zwenkwielen van 25 cm voor optimaal stuur- en rijgenot
- Standaard passieve verlichting achter, voor en opzij
- Beklede zitting en rugleuning standaard
- Ergonomische handgrepen in hoogte verstelbaar
- Remmen met dubbele functie (remmen en parkeren)
- Opvouwmecanisme is met één hand te bedienen voor veilig en comfortabel opvouwen
- Max. belasting bagagenet 5 kg
- Standaardlevering met stokhouder, kantelhulp en modern bagagenet met ritssluiting

Technische gegevens

Artikelnummer	724200200
Kleur	zwart
Totale breedte	61 cm
Totale lengte	70.5 cm
Handvathoogte	84 - 96.5 cm
Sitzbreite	44.5 cm
Zitdiepte	22 cm
Zithoogte	- 57 cm
Breedte tussen de handvatten	45 cm


Wieldiameter / breedte voor	245/33 mm
Wieldiameter	200/34 mm
Maat opgevouwen breedte	25 cm
Maat opgevouwen hoogte	86 cm
Maat opgevouwen lengte	70,5 cm
Totaal gewicht	7,2 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	8 Pal.

Accessoires



Stokhouder

Art. nr.:724400040



Kantelhulp voor Nitro

Art. nr.:724400052



Tas

Art. nr.:724400015



Drankhouder voor Nitro / Nitro Carbon

Art. nr.:724400085



Dienblad voor rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. nr.:724400200