

Indoor-rollator Roomba

Art. nr.: 730200100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Speciaal ontworpen voor gebruik binnenshuis
- Door de smalle uitvoering overal in te zetten, ook bij weinig ruimte
- Zachte handgrepen met doorlopende rembeugel
- Rem kan met één hand worden bediend en vergrendeld
- Standaardlevering met tas en groot dienblad met ronde uitsparing

Technische gegevens

Artikelnummer	730200100
Kleur	wit
Totale breedte	57 cm
Totale lengte	51.5 cm
Handvathoogte	81.4 - 94.1 cm
Zithoogte	- cm
Breedte tussen de achterwielen	44 cm
Blad breedte	45 cm
Blad hoogte	67,5 cm


Blad diepte	30 cm
Maat opgevouwen breedte	55 cm
Maat opgevouwen hoogte	83 cm
Maat opgevouwen lengte	29 cm
Totaal gewicht	5,6 kg
Gewicht	5,6 kg
Max. belasting	100 kg
Verpakkingseenheid	12 Pal.

Indoor-rollator Roomba

Art. nr.: 730200100



Accessoires



Tas

Art. nr.:730200110



Dienblad voor indoorrollator Roomba

Art. nr.:730200106