

Afzuigpomp VacuAide 7305 voor transport

Art. nr.: 7305D-G



- Efficiënte afzuiging is nu makkelijk
- Dankzij de traploze vacuümregeling kan de VacuAide aan iedere afzuigsituatie – zowel thuis als in de klinische praktijk – worden aangepast
- Zowel te gebruiken met een ingebouwde accu (P-versie) als via een netkabel (D-versie)
- 800ml-secretiehouder voor eenmalig gebruik is in de standaardlevering inbegrepen
- Autoclaveerbare 1200ml-bak optioneel verkrijgbaar
- De secretiehouders zijn uitgevoerd met een automatische vlottervergrendeling, zodat er geen vloeistof overstroomt in het apparaat
- Accu wordt automatisch opgeladen bij aansluiting op het stroomnet
- Gemaakt in de USA

Technische gegevens

Artikelnummer	7305D-G
Kleur	zwart
Totale breedte	17.8 cm
Totale lengte	20,3 cm
Totale hoogte	22.9 cm
Zuiging	27 l/min

Luchtstroom max.	27 l/min
Stroombereik	27 l/min
Bedrijfsspanning	50/60 Hz
Vacuüm bereik	80 - 550 mmHg
Totaal gewicht	2,9 kg
Verpakkingseenheid	33 Pal.