

# Rollator Torro

Art. nr.: 740500500

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Grote en zachte zitting biedt comfort
- De beklede rugriem is afneembaar
- Ergonomische handgrepen in hoogte verstelbaar
- Max. belasting van de tas 5 kg
- Standaardlevering inclusief tas, rugriem en stokhouder

## Technische gegevens

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Artikelnummer                | 740500500    |
| Kleur                        | antraciet    |
| Totale breedte               | 61.5 cm      |
| Totale lengte                | 68 cm        |
| Handvathoogte                | 78 - 94.5 cm |
| Sitzbreite                   | 42 cm        |
| Zitdiepte                    | 22,5 cm      |
| Zithoogte                    | 59 - cm      |
| Breedte tussen de handvatten | 44,5 cm      |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Breedte tussen de achterwielen | 47,5 cm |
| Maat opgevouwen breedte        | 22 cm   |
| Maat opgevouwen hoogte         | 78 cm   |
| Maat opgevouwen lengte         | 68 cm   |
| Totaal gewicht                 | 6,9 kg  |
| Gewicht                        | 6,9 kg  |
| Max. belasting                 | 150 kg  |
| Verpakkingseenheid             | 10 Pal. |

## Accessoires



**Kantelhulp voor rollator Torro**

Art. nr.:740500114



**Nettas voor rollator Torro & Torro Acero**

Art. nr.:740500109



**Stokhouder voor rollator Torro**

Art. nr.:740500115



**Dienblad voor rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe**

Art. nr.:724400200