

Douchestoel DS 250

Art. nr.: 771100100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Comfortabel, veilig en stabiel
- Grote zitting met afwateringsopeningen
- Dwarsstang zorgt voor maximale stabiliteit
- Zithoogteverstelling in vijf stappen door uitschuifbare poten
- Veilige stand door rubberen voetjes
- Poten van geanodiseerde aluminium buizen
- Eenvoudig te reinigen

Technische gegevens

Artikelnummer	771100100
Kleur	wit
Totale breedte	53.5 - 57 cm
Totale hoogte	41 - 51 cm
Sitzbreite	43 cm
Zitdiepte	41 cm

Zithoogte	41 - 51 cm
Zithoogte verstelling in stappen	5
Totaal gewicht	3,6 kg
Gewicht	3,6 kg
Max. belasting	250 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.