



De MED AIRE DuoWave-bedekking biedt door een traploze handmatige Duo-comfortinstelling op de aggregaat een individuele celdrukaanpassing aan het gewicht van de patiënt, zowel in liggende als zittende houding. De geïntegreerde binnenhoes in het overtrek voorkomt dat de schuimstof-onderlaag verschuift.

- Individuele celdrukaanpassing aan het gewicht van de patiënt, zowel liggend als zittend
- Individueel in te zetten door een mogelijke statische zachte ondergrond
- Traploze handmatige celdrukaanpassing met behulp van een gewichtsschaal
- Bi-elastische, doorgestikte en ademende overtrek
- Geïntegreerde schuimstofhoes in het overtrek voorkomt wegglijden van een evt. gebruikte schuimstofonderlaag
- Snelle reparatie van de bedekking mogelijk omdat de luchtcellen afzonderlijk te vervangen zijn
- In te zetten bij licht tot gemiddeld risico op decubitus en ondersteunend bij decubitustherapie (cat. 1-4*)

Belangrijk

*bij personen die hun ligpositie zelf of met hulp regelmatig kunnen veranderen!

Technische gegevens

Artikelnummer	820000200
Totale breedte	90 cm
Totale lengte	200 cm

Totale hoogte	14 cm
Nutzergewicht	36 - 150 kg
Max. belasting	150 kg