



Het matrasvervangingssysteem combineert flexibele gebruikersinstellingen met maximaal comfort. Het MED AIRE FlexWave-systeem is goedgekeurd voor personen van 20 kg tot 200 kg en biedt variabele wisselcycli. Het is dankzij de verpleeg-, zit- en statische functie individueel in te zetten. De automatische celdrukaanpassing reageert op positieveranderingen van de patiënt, het Cell-on-Cell-design vervangt de noodzaak van een schuimstofbasis voor langdurig ligcomfort.

- Zit- en verpleegfunctie en statische zachte ondersteuning
- Variabel instelbare wisselcyclus van 10 tot 25 minuten
- Automatische celdrukaanpassing bij positieverandering van de patiënt
- Handmatige gewichtsinstelling mogelijk
- Met intelligent automatisch starten/stoppen
- Automatisch toetsenblokkering na 30 seconden
- Bi-elastisch, doorgestikt en ademend overtrek
- Snelle reparatie van de matras, omdat de luchtcellen afzonderlijk te vervangen zijn
- In te zetten bij een licht tot zeer hoog risico op decubitus, en ook ondersteunend bij decubitus-therapie (cat. 1-4*)

Belangrijk

*bij personen die hun ligpositie zelf of met hulp regelmatig kunnen veranderen!

Technische gegevens

Artikelnummer	820000300
Totale breedte	88 cm
Totale lengte	200 cm
Totale hoogte	20 cm

Nutzergewicht	20 - 200 kg
Totaal gewicht	3,9 kg
Max. belasting	200 kg