



- Hoogwaardig HR-koudschuim met meerdere speciale geblokte zones zorgt voor een ergonomische aanpassing aan het lichaam, hogere flexibiliteit en een aangenaam bedklimaat
- Met hielcomfortzone voor doelgerichte drukverdeling in het hielgebied
- Inzetbaar bij een licht tot gemiddeld risico op decubitus en ook ondersteunend bij decubitustherapie (cat. 1-4*)

Belangrijk:<

*bij personen die hun ligpositie zelf of met hulp regelmatig kunnen veranderen

Technische gegevens

Artikelnummer	820100110
Totale breedte	90 cm
Totale hoogte	12 cm
Aantal densiteitslagen	1

Raumgewicht	40 kg ³
Nutzergewicht	135 kg
Totaal gewicht	10 kg
Max. belasting	135 kg