



De GRAVIMED Baritexx is een comfortabele matras met drie lagen met goede drukverlagende en drukverdelende eigenschappen. Deze matras is ook geschikt voor obese patiënten.

- Ligvlak van visco-elastisch schuim vormt zich naar de contouren van het lichaam en het gewicht, voor optimale drukontlasting en -verdeling bij een lage temperatuurafhankelijkheid
- Basis- en middenlaag van stabiliserend HR-koudschuim
- Geïntegreerde snijtechniek voor verhoogd ligcomfort
- Inzetbaar bij een licht tot zeer hoog risico op decubitus en ook ondersteunend bij decubitustherapie (cat. 1-4*)

Belangrijk

*bij personen die hun ligpositie zelf of met hulp regelmatig kunnen veranderen!

Technische gegevens

Artikelnummer	820100410
Totale breedte	90 cm
Totale hoogte	16 cm
Aantal densiteitlagen	3

Nutzergewicht	80 - 250 kg
Totaal gewicht	13 kg
Max. belasting	250 kg
Verpakkingseenheid	10 Pal.