



Ligvlak van visco-elastische schuimvormen afhankelijk van lichaamscontour en gewicht, voor optimale drukvermindering en distributie met lage temperatuurafhankelijkheid Basis- en middenlaag van stabiliserend HR koudschuim Intelligente snijtechnologie voor verhoogd ligcomfort De GRAVIMED Baritexx is geschikt voor een gebruikersgewicht van 80 tot 250 kg Kan gebruikt worden voor licht tot zeer hoog decubitusrisico, evenals voor ondersteunende decubitus therapie (cat. 1-4*) Ter ondersteuning van de product keus gebruik aan keuzenhulp. De bevindt zich op pagina 23. Belangrijk *voor mensen die zelf of met hulp regelmatig van ligpositie kunnen veranderen!

Technische gegevens

Artikelnummer	820100430
Totale breedte	120 cm
Totale hoogte	16 cm
Aantal densiteitslagen	3

Nutzergewicht	80 - 250 kg
Totaal gewicht	13 kg
Max. belasting	250 kg
Verpakkingseenheid	10 Pal.